



AGITADOR CON PLACA DE CALENTAMIENTO

Medical Technology añade a su catálogo AGITADOR CON PLACA DE CALENTAMIENTO que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Fabricado con cuerpo resistente al calor, ácidos y solventes, plato fabricado en aleación de aluminio con cubierta de teflón muy resistente al calor y corrosión, además cuenta con dos placas que permite un calentamiento uniforme
- Temperatura máxima: 300 ° C
- Volumen máxima de agitación: 10 L
- Velocidad de agitación: 100-1200 RPM
- Control de temperatura: electrónico
- Tipo de agitación: magnética



AGITADOR CON PLACA DE CALENTAMIENTO