



AGITADOR DE BALANCEO

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo AGITADOR DE BALANCEO que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Velocidad regulable: 40 ~ 240 RPM
- Tiempo 0 - 120 min
- Accesorios Incluidos: Plataforma antideslizante multiusos
- Órbita de Movimiento: 15 mm
- Tipo de Agitación: Vaivén
- Alimentación: 120 V



AGITADOR DE BALANCEO