



AGITADOR MAGNÉTICO CON TEMPERATURA

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo AGITADOR MAGNÉTICO CON TEMPERATURA que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Agitador de gran utilidad donde se requiere el calentamiento y la agitación simultánea.
- Temperatura máxima: 200 ° C
- Volumen máxima de agitación: 10 L
- Velocidad de agitación: 100-1200 RPM
- Control de temperatura: Digital
- Tipo de agitación: Magnética
- Diámetro placa: 150 mm
- Potencia: 350 W
- Precisión de la temperatura ± 2 ° C .
- Termopar: Exterior
- Alimentación: 120 V / 50 Hz



AGITADOR MAGNÉTICO CON TEMPERATURA