



## BEBE PARA PRACTICA DE PUNCION LUMBAR

MEDICAL TECHNOLOGY lanza en el mercado el BEBE PARA PRACTICA DE PUNCION LUMBAR CODIGO.MET-PS6300 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Nuevo bebé varón nacido, textura realista
- Tamaño infantil realista
- Estructura anatómica precisa
- Punto de la perforación entre 3 y 4 vértebras lumbares;
- Información realista al penetrar en la vena, la salida del líquido indica un funcionamiento correcto
- Reemplazable columna vertebral

Código: MET-PS6300



BEBE PARA PRACTICA DE PUNCION LUMBAR

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)