



## BRAZO DE IMPLANTACIÓN SUBCUTÁNEA MET

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el BRAZO DE IMPLANTACIÓN SUBCUTÁNEA MET CÓDIGO. MET-GP6639 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- El modelo esta diseñado para el entrenamiento de anticonceptivos de incrustación subcutánea ( barras de silicona de acetileno progesterona izquierda).
- Textura realista, la parte central del brazo contiene un cilindro de espuma de plástico para simular el tejido subcutáneo de brazo, piel y el cilindro de tejido conectado puede girar a lo largo del brazo.
- Permite una operación repetida, la piel y las varillas son reemplazables.



## BRAZO DE IMPLANTACIÓN SUBCUTÁNEA MET

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)