

Cama Mecánica 2 manivelas con ruedas


MOD: 01-013



Descripción :

- Sistema mecánico a base de dos manivelas
- Bastidor ajustable tubular
- Barandales tubulares desmontables
- Plataforma de malla de acero cold rolled, formada por dos secciones articuladas.
- Cabecera y piesera tubular desmontables
- Esquinas adecuadas para ensamble de cabecera y piesera
- Dimensiones. Largo: 200cm. Ancho: 91 cm
- Protegida con pintura electrostática micro pulverizada
- Peso total del articulo 80kg.
- Capacidad de Carga 180 kg
- Ruedas de 4" dos con freno

-No incluye: colchón



Fowler de respaldo de 0° a 70°



Articulación de Rodilla 0° a 30°