



CARRO PARA CURACIONES HENRY

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO PARA CURACIONES HENRY que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Fabricado en lámina y tubo de acero recubierto con pintura horneada termoendurecible.
- Contenedor superior con divisiones para colocación de material de curación.
- Cubierta y dos repisas intermedias rodeadas de barandal tubular.
- Tres cajones frontales deslizables a través de correderas de extensión silenciosas, el primero cuenta con chapa de seguridad.
- Cuatro rodajas de 3" de hule termolástico.



CARRO PARA CURACIONES HENRY

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx