



CONECTOR ENCHUFE TIPO PURITAN OXIGENO PARA EQUIPO SENCILLO ENTRADA M14X1

Tienda de Equipo Médico presenta CONECTOR ENCHUFE TIPO PURITAN OXIGENO PARA EQUIPO SENCILLO ENTRADA M14X1 que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Es el medio de conexión entre la salida de gases medicinales y el equipo periférico, fabricados en latón cromado cubierto con níquel >40 y acabado en cromo.



CONECTOR ENCHUFE
TIPO PURITAN OXIGENO
PARA EQUIPO SENCILLO
ENTRADA M14X1

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx