



CONTADOR HEMATOLÓGICO SWELAB ALFA PLUS STANDARD

Tienda de Simuladores Médicos presenta ACONTADOR HEMATOLÓGICO SWELAB ALFA PLUS STANDARD que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Dispositivo MCI (Micro-capilar).
- Mezclador de Tubos.
- Pantalla a táctil 7" a Color.
- Parámetros de 16 o 22.
- Limpieza automática.
- Programa de control de calidad.
- Resultado con 20 μ L de Sangre capilar.
- Procesa 60 pruebas por hora
- Salida de impresora.
- Lector de código de barras externo.
- Capacidad de hasta 50,000 muestras en memoria
- Dispositivo de Pre-dilución
- Usa solo 2 reactivos para el análisis.
- Exporta los resultados en PDF o Excel a USB.
- Software incluye Graficas Levey-Jennings y Xb



CONTADOR HEMATOLÓGICO SWELAB ALFA PLUS STANDARD

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx