



COPLE ADAPTADOR 3/8" - 9/16" 3/8" (HEMBRA) EXTERIOR 9/16" (MACHO) ARAMED A PURITAN

Tienda de Equipo Médico presenta COPLE ADAPTADOR 3/8" - 9/16" 3/8" (HEMBRA) EXTERIOR 9/16" (MACHO) ARAMED A PURITAN que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Es el medio de conexión entre la salida de gases medicinales y el equipo periférico, fabricados en latón cromado cubierto con níquel >40 y acabado en cromo



COPLE ADAPTADOR
3/8" - 9/16" 3/8"
(HEMBRA) EXTERIOR 9/16"
(MACHO) ARAMED A
PURITAN

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx