



## CUNA TÉRMICA TONALLI 1SD (SERVO DIGITAL) TÁCTIL CON FOTOTERAPIA

Tienda de Equipo Médico presenta CUNA TÉRMICA TONALLI 1SD (SERVO DIGITAL) TÁCTIL CON FOTOTERAPIA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Equipo inteligente, interactivo de alta tecnología y precisión para el cuidado y monitoreo de neonatos de cuidados intermedios e intensivos en estado crítico (UCIN), en un medio abierto para realizar procedimientos al paciente de una manera cómoda, fácil y segura.

Sistema de Control:

- Por medio de una pantalla Táctil de 7" ó 10.1" a colores.
- El equipo se ejecuta por medio de un menú interactivo que cuenta con un asistente de voz en español latino con el cual se controla y monitoriza: temperatura del paciente, temperatura de control, temperatura periférica (tenencias graficas) medida y potencia del calefactor; alarmas (tiempo de exposición del paciente y vida útil de los focos).
- Asistente para prueba de Apgar.
- Alarmas de operación audibles en español y visibles en rampa.



## CUNA TÉRMICA TONALLI 1SD (SERVO DIGITAL) TÁCTIL CON FOTOTERAPIA

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx