



INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000

Tienda de Equipo Médico presenta INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Basado en tecnología electrónica.
- Sistema de autopueba al encender el equipo
- Perilla para el ajuste de la temperatura de control.
- Por medio de termómetro digital o sensor electrónico para monitorizar la temperatura del aire que circula dentro del capacete.
- Despliegue digital de la temperatura monitorizada del microambiente dentro de la incubadora.
- Cuenta con indicador visual del funcionamiento del calefactor y de la línea de alimentación.
- Por medio de resistencia eléctrica de 300 W, interconstruida al módulo de control y con acceso al interior de la incubadora para generar un microambiente agradable.
- Cubierta de acrílico transparente (6 mm.) de alta resistencia con 4 accesos tipo iris o portillas, puerta frontal, entrada para báscula, 4 accesos para tubos al interior de la cámara y seguro de apertura.



INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx