



MESA DE CIRUGÍA MAYOR

Tienda de Equipo Médico presenta MESA DE CIRUGÍA MAYOR que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Mesa rodable con sistema de frenos accionada por pedal. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200 cm. Base de acero inoxidable, columna en acero inoxidable, bastidor de superficie y rieles laterales en acero inoxidable, todo con calidad AISI 304.
- Mesa con 5 secciones: cabecera con ajuste de flexión continua de +/-40°, dorso con elevador de riñón integrado para dar posición de nefrectomía (la mesa tiene la capacidad de dar la posición), Accionamiento Mecánico-hidráulico de los movimientos de elevación y descenso, con un rango de 70 a 106 cm. Accionamiento del cabezal manual. Accionamiento mecánico de los movimientos de: Fowler de 85°. Movimiento de respaldo manual Cojín desmontable. Giro del tablero de 360°. Abordaje inverso. Accesorios en acero inoxidable: Arco de anestesia con fijadores. 2 Soportes acojinados para brazo con fijadores. 2 Soportes acojinados para hombros con fijadores. Perneras tipo goepel con fijadores 2 piezas.



MESA DE CIRUGÍA MAYOR

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx