



MESA DE EXPLORACION CON CAJONES MEDICAL SIMULATOR

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el MESA DE EXPLORACION CON CAJONES CODIGO. MET-me02 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

fabricada en lamina acabado en pintura horneada color arena , con dos puertas corredizas y dos cajones centrales del mismos material que la estructura zoclo de lamina negra, tres posiciones en la piciera en el sistema de columpio



Código: MET-me02



MESA DE EXPLORACION CON CAJONES MEDICAL SIMULATOR

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx