



## MODELO DE CATERIZACIÓN EN MUJER AVANZADO

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el MODELO DE CATERIZACIÓN EN MUJER AVANZADO CODIGO. MET-NS6031 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Material piel sintética
- Tamaño natural, la estructura anatómica precisa, la observación conveniente a través concha transparente
- aparición natural, 3-5 cm de longitud canal uretral
- cateterización femenina
- retroalimentación resistencia realista durante el proceso de
- "Orina" fluir después de entrar con éxito catéter vesical
- irrigación de la vejiga

Código:MET-NS6031



## MODELO DE CATERIZACIÓN EN MUJER AVANZADO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)