



Código: MET-NS6032



MODELO DE
CATERIZACION
MASCULINA BASICO

MODELO DE CATERIZACION MASCULINA BASICO

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el MODELO DE CATERIZACION MASCULINA BASICO CODIGO. MET-NS6032 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Material piel sintética
- Equipo tamaño real
- Textura y aspecto realista
- Canal uretral longitud 18-20cm
- Cateterización masculina
- Retroalimentación resistencia realista durante el proceso de
- "Orina" fluir después de entrar con éxito catéter vesical
- irrigación de la vejiga

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx