



REGULADOR MC PARA OXÍGENO AM

Tienda de Equipo Médico presenta REGULADOR MC PARA OXÍGENO AM que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Regulador mc para oxígeno, americana cga 540 901217, conexión de salida 9/16 x 18 r, presión de prueba >180 kg/cm² (nitrógeno), presión de trabajo 0-180 kg/cm², salida de presión ajustable 0-8 kg/cm², válvula de seguridad pre calibrada 12 kg/cm², cuerpo fabricado en forja de latón, campana con inserto reemplazable elaborada por inyección de zamak cromado, con tornillo c/palanca para presión de salida ajustable, partes en barra de latón, asiento de alta presión en neopreno vulcanizado, manómetro entrada : 2 ½ " 0-275 kg/cm², manómetro salida : 2 ½ " 0-16 kg/cm²



REGULADOR MC PARA OXÍGENO AM

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx