



REGULADOR PICCOLO CON FLUJÓMETRO ENTRADA LATERAL SIN HUMEDECEDOR

Tienda de Equipo Médico presenta REGULADOR PICCOLO CON FLUJÓMETRO ENTRADA LATERAL SIN HUMEDECEDOR que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Regulador medicinal Pícolo con flujómetro de 0-15 lt /min. Para oxígeno, americana cga 540 902534, entrada lateral, conexión de salida americana 9/16 x 18, presión de prueba >180 kg/cm² (nitrógeno), presión de trabajo 0-180 kg/cm², salida de presión pre calibrada a 3.5 kg/cm², válvula de seguridad pre calibrada 6 kg/cm², cuerpo fabricados en barra de latón y campana de zamak cubierto con níquel >40 y acabado en cromo, partes fabricadas en barra de latón, asiento de neopreno vulcanizado, manómetro cromado 2" 0-275 kg/cm². Con conexión americana cga 540. No incluye humidificador y frasco



REGULADOR PICCOLO CON FLUJÓMETRO ENTRADA LATERAL SIN HUMEDECEDOR

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx