



Código: MET-NS6022

SIMULADOR DE INYECCION DE GLUTEO ELECTRONICO CON COMPARACION INTRAMUSCULARBV

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el SIMULADOR DE INYECCION DE GLUTEO ELECTRONICO CON COMPARACION INTRAMUSCULARBV CODIGO. MET-NS6022 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Material piel sintética
- Simulador de gluteo adulto de tamaño natural
- Transparente lado derecho, demuestran estructura anatómica
- Sistema de control electrónico, que indica la posición de inyección, la profundidad por la luz LED y sonido de alerta
- inyección glúteo mayor, permite la inyección de "poción", salida de drenaje conveniente
- Glúteo medio, glúteo menor