



SIMULADOR DE PARTO ELECTRÓNICO AVANZADO

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el SIMULADOR DE PARTO ELECTRÓNICO AVANZADO que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- El engranaje mecánico viene con 2 adaptadores para la conexión de la entrega simulativa feto.
- El proceso de entrega y el feto corazón controlador de sonido puede suspender, inicializar, iniciar y continuar el proceso de entrega.
- Etapa 1: no hay dilatación del cuello uterino
- Etapa 2: 2 cm de dilatación cervical
- Etapa 3: 4cm cervical dilatación; canal cervical desaparecer completamente
- Etapa 4: 5cm cervical dilatación; canal cervical desaparece.
- Etapa 5: 7cm cervical dilatación
- Etapa 6: 10cm cervical dilatación

(8) Puede medir la cabeza fetal, el descenso y la dilata-