



## SUB ENSAMBLE CUERPO CHECK PARA TOMA ARAMED (BUJE) TOMA CLÁSICA

Tienda de Equipo Médico presenta SUB ENSAMBLE CUERPO CHECK PARA TOMA ARAMED (BUJE) TOMA CLÁSICA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Se pueden instalar a consolas o a la pared y se interconectan a la red general de gases medicinales. La conexión DISS- (sistema de seguridad de identificación dimensional) evita cualquier posible equivocación en la conexión rápida (quick connect) y cuenta con fijación roscable. Flujos de gas 170-200 lts/ min, presión de trabajo 4-6 bar, sistema de doble check, plafón fabricado en zamac y terminado con pintura electrostática, enchufe rápido y roscable. Tubo de cobre tipo "1" diam 3/8 para conectar a la línea. Normas aplicadas CGAV-5-1989 y CGAG-4.1-1996, NFPA99. Presión de prueba >8 bar con nitrógeno (prueba de fugas para hermeticidad) gauge pasa, no pasa para roscas verificación 100%.



## SUB ENSAMBLE CUERPO CHECK PARA TOMA ARAMED (BUJE) TOMA CLÁSICA

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx

