



## TOMA ARAMED ENCHUFE RÁPIDO TIPO NFPA PARA EVACUACIÓN DE GASES

Tienda de Equipo Médico presenta TOMA ARAMED ENCHUFE RÁPIDO TIPO NFPA PARA EVACUACIÓN DE GASES que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Las tomas Aramed NFPA, se pueden instalar a consolas o a la pared y se interconectan a la red general de gases medicinales. La conexión DISS-Aramed (sistema de seguridad de identificación dimensional) evita cualquier posible equivocación en la conexión rápida (quick connect) y cuenta con fijación roscable. Flujos de gas 170-200 lts/ min, presión de trabajo 4-6 bar, sistema de doble check, plafón fabricado en Zamac y terminado con pintura electrostática, enchufe rápido y roscable. Tubo de cobre tipo "1" diam 3/8 para conectar a la línea. Presión de prueba >8 bar con nitrógeno (prueba de fugas para hermeticidad) gauge pasa, no pasa para roscas verificación 100%



## TOMA ARAMED ENCHUFE RÁPIDO TIPO NFPA PARA EVACUACIÓN DE GASES

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)